

## ENGLISH

- Material: Titanium.
- Weight Limit: 166kg.
- Weight: 112g.

|                 | Torque | Loctite |
|-----------------|--------|---------|
| Mounting Screws | 10 Nm  | 243     |

For secure fastening use the loctite recommended and apply rated torque twice. May be used for Transtibial and Transfemoral laminated sockets.

### INSTRUCTIONS FOR INTEGRATION INTO LAMINATED SOCKETS.

Socket must be laminated in two layers. The 4-Hole Socket Adapter should be attached to the inner layer with putty. All surfaces should be roughened prior to second lamination.

- Isolate cast with PVA bag.
- Apply appropriate lay up material for first lamination.
- Apply outer PVA bag and laminate.
- Once cured, remove PVA bag and roughen outer surface of lamination.
- Attach 4-Hole socket adapter in correct alignment and rotation with putty.
- Position Lamination Cap on Adapter and secure using a 4mm Hex key.
- Seal putty and Lamination Cap with sealing resin.
- Apply Lay up material and combinations of materialappropriate to the individuals weight and impact/ activity level.

**IMPORTANT:** Tie 50mm carbon reinforcements into both grooves, between lamination cap and adapter, and groove in adapter

The Lamination Cap should be removed following lamination by unscrewing the bolts using a 4mm Hex key.

- 2 year limited warranty.**

Rated to 166 kg/366 lbs, for normal use.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO 10328 - P7 - 166 kg *)</b> <p></p>                                                                                                                    |
| <p>*) Body mass limit not to be exceeded!</p> <p> For specific conditions and limitations of use see manufacturer's written instructions on intended use!</p> |

A waterproof device allows use in a wet and/or humid environment and temporary (<30 mins.) submersion of up to 1m in fresh water. Exposure to fresh water under these circumstances shall have no harmful effect. Dry thoroughly after contact with fresh water. Fresh water: Includes tap water. Excludes salt and chlorinated water.

## DEUTSCH

- Material: Titan
- Gewichtsgrenze: 166kg
- Gewicht: 112g

|                       | Drehmoment | Loctite |
|-----------------------|------------|---------|
| Befestigungsschrauben | 10 Nm      | 243     |

Verwenden Sie für eine sichere Fixierung das empfohlene Loctite

und wenden Sie das Nenndrehmoment zweimal an. Kann sowohl für Unterschenkel- als auch für Oberschenkel- Laminationsschäfte eingesetzt werden.

## ANWEISUNGEN ZUM EINBAU IN LAMINIERTE SCHÄFTE.

Der Schaft muss in zwei Schichten laminiert werden. Der 4-Loch Schaftadapter sollte mit Hilfe eines geeigneten Fixierungsspachtels an der Innenschicht fixiert werden. Alle Oberflächen sollten vor der zweiten Lamination angeraut werden.

- Schützen Sie das Modell vor der ersten Lamination mit einem PVA-Überzug.
- Verwenden Sie dem Gewicht und Mobilitätsgrad entsprechende Armierungsmaterialien für die erste Lamination.
- Verwenden Sie einen Außenüberzug aus PVA und laminieren Sie.
- Entfernen Sie den PVA-Überzug nach der Aushärtung des Materials und rauhen Sie die äußere Oberfläche der Laminationsschicht an.
- Befestigen Sie einen 4-Loch Schaftadapter mit einem geeigneten Fixierungsspachtel in korrekter Ausrichtung und Rotation.
- Positionieren Sie die Laminationsschutzkappe auf dem Adapter und sichern Sie sie mit einem 4mm Inbusschlüssel.
- Dichten Sie den Spachtel und die Laminationsschutzkappe mit Dichtungsharz ab.
- Die Armierungsmaterialien und alle anderen verwendeten Materialien sollten dem Körpergewicht und der Mobilität des Prothesenträgers entsprechend gewählt werden.

**WICHTIG:** Ziehen Sie die 50mm Karbonverstärkungsbänder in beide Rillen - zwischen Adapter und Laminationschutzkappe und am Adapter selbst.

Entfernen Sie nach der Lamination die Laminationsschutzkappe, indem Sie die Bolzen mit einem 4mm Inbusschlüssel lösen.

- 2 Jahre Garantie**

Ausgelegt für 166 kg bei normaler Belastung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO 10328 - P7 - 166 kg *)</b> <p></p>                                                                                                                                                       |
| <p>*) Maximale Körpermasse nicht überschreiten!</p> <p> Für bestimmte Gebrauchsbedingungen- und Beschränkungen siehe schriftliche Herstelleran leitung hinsichtlich des Verwendungszwecks!</p> |

Ein wasserdichtes Produkt darf in nasser und/oder feuchter Umgebung eingesetzt und vorübergehend (<30 Min.) in bis 1m tiefem Frischwasser eingetaucht werden. Eine Frisachwasserexposition hat unter diesen Umständen keine schädliche Wirkung. Nach Kontakt mit Frischwasser gründlich trocknen. Frischwasser: Inklusive Leitungswasser. Ausgeschlossen sind Salz und Chlorwasser.

## FRANÇAIS

- Matériau: Titane
- Limite de poids : 166kg
- Poids : 112g

|                | Serrage | Adhésif |
|----------------|---------|---------|
| Vis de montage | 10 Nm   | 243     |

Pour garantir une bonne attache, utiliser l'adhésif recommandé et serrer deux fois.

Peut être utilisé pour des emboîtures stratifiées transtibiales et transfémorales.

### INSTRUCTIONS PERMETTANT L´INTÉGRATION DANS UNE EMBOÎTURE STRATIFIÉE.

L´emboîture doit être stratifiée en deux couches. L´adaptateur sera fixé à la première couche à l´aide de mastic approprié. Toutes les surfaces seront dépolies avant de procéder à la seconde stratification.

- Isoler le moulage avec un sac en PVA
- Appliquer les tissus nécessaires à la première stratification
- Appliquer un sac externe en PVA et couler la résine
- Lorsque la prise est achevée enlever le PVA externe et dépolir la résine
- Fixer l´adaptateur à la stratification à l´aide de mastic selon l´alignement et la rotation désirés
- Positionner le cache sur l´adaptateur et le serrer à l´aide d´une clé 6 pans de 4
- Sceller le mastic et le cache à l´aide résine
- Appliquer les tissus nécessaires en fonction du poids et de l´activité / du niveau d´impact de chaque patient

**IMPORTANT:** fixez les renforts de 50 mm en carbone dans les deux cannelures situées entre la cupule thermoplastique et l'adaptateur et la cannelure dans l'adaptateur.

Après stratification dévisser la vis centrale à l´aide d´une clé 6 pans de 4 puis retirer le cache.

- 2 ans de garantie limitée**

166 kg/366 lb nominal, pour une utilisation normale.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO 10328 - P7 - 166 kg *)</b> <p></p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>*) Limite de masse corporelle à ne pas dépasser<span> </span>!</p> <p> En cas d'utilisation spécifiques ou pour connaître les limitations d'utilisation, consulter les consignes d'utilisation écrites du fabricant.</p> |

Un dispositif résistant à l'eau qui permet une utilisation dans un environnement humide et qui peut être immerger jusqu'à 1m de profondeur dans de l'eau douce, de manière temporaire (< 30 mns). Le contact avec de l'eau douce dans ces conditions ne devraient avoir aucun impact négatif. Séchez soigneusement le dispositif après tout contact avec de l'eau. Eau douce : y compris l'eau du robinet. Exclut l'eau salée et l'eau chlorée.

## ESPAÑOL

- Material: Titanio
- Peso límite: 166kg
- Peso: 112g

|                   | Par de apriete | Loctite |
|-------------------|----------------|---------|
| Pernos de montaje | 10 Nm          | 243     |

Para lograr una fijación segura, utilice el loctite recomendado y aplique dos veces el par de ajuste indicado. Pueden utilizarse para encajes laminados transtibiales y transfemorales.

### INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN EN ENCAJES LAMINADOS.

El encaje debe laminarse en dos capas. El adaptador de encaje de 4 agujeros debe fijarse a la capa interior con masilla. Todas las superficies deben ponerse  speras antes de iniciar la segunda laminaci n.

- A sle el molde con una bolsa de poliacetato vin lico PVA
- Aplique el material de laminado adecuado para la primera laminaci n.
- Coloque la bolsa de PVA exterior y lamine.
- Cuando haya secado, retire la bolsa de PVA y ponga  spera la superficie externa del laminado.
- Fije el adaptador de encaje de 4 agujeros con masilla, observando la alineaci n y rotaci n correcta.
- Coloque la funda de laminaci n en el adaptador y fjela utilizando una llave hexagonal de 4mm.
- Selle la masilla y la funda de laminaci n con resina de sellado.
- Aplique el material de laminado y las combinaciones de material adecuados al peso del usuario y a su nivel de impacto/actividad.

**IMPORTANTE:** Ate los refuerzos de carbono de 50mm dentro de ambas ranuras, entre la tapa de laminaci n y el adaptador y dentro de la ranura del adaptador

Retire la funda de laminaci n al concluir la laminaci n, destornillando los pernos con una llave hexagonal de 4mm.

- 2 a-os de garant a limitada.**

Soporta un peso m ximo de 166 kg/366 lb con un uso normal.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO 10328 - P7 - 166 kg *)</b> <p></p>                                                                                                                                                    |
| <p>*) no debe excederse el l mite de masa corporal.</p> <p> Para condiciones espec ficas y limitaciones de so, consulte las instrucciones escritas del fabricante sobre el uso previsto.</p> |

Un dispositivo resistente al agua es apto para su uso en ambientes mojados y/o h medos y permite la inmersi n temporal (>30 minutos) de hasta 1 m en agua dulce. La exposici n a agua dulce en estas circunstancias no tendr  efectos nocivos. Secar completamente despu s de estar en contacto con agua dulce. Agua dulce: incluye el agua del grifo. Excluye agua salada y clorada.

## ITALIANO

- Materiale: Titanio
- Fino a: 166 kg
- Peso: 112 gr

|           | Stingere a | Loctite |
|-----------|------------|---------|
| Montaggio | 10 Nm      | 243     |

Per fissarlo, utilizzare il prodotto Loctite consigliato e applicare la torsione nominale due volte. E  possibile utilizzare il giunto per invasature laminate transtibiali e transfemorali.

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL GIUNTO IN INVASATURE LAMINATE

L´invasatura deve avere una laminazione a due strati. Il giunto per invasatura a 4 fori deve essere attaccato allo strato interno con l´apposito stucco. Tutte le superfici devono essere ruvide prima della seconda laminazione.

- Isolare il gesso con un sacco in PVA
- II. Applicare il materiale appropriato per la prima laminazione
- III. Applicare il sacco esterno in PVA e procedere alla laminazione
- IV. Una volta asciutto, togliere il sacco in PVA e irruvidire la superficie di laminazione esterna
- V. Attaccare il giunto a 4 fori con lo stucco, facendo attenzione al corretto allineamento e alla rotazione
- VI. Posizionare la dima di laminazione sul giunto e fissarla utilizzando una chiave esagonale da 4 mm
- VII. Sigillare lo stucco e la dima di laminazione col materiale appropriato (resina, ecc.)
- VIII. Applicare il materiale di costruzione e i componenti della protesi appropriati sulla base del peso del paziente e del livello d´impatto/attivit 

**IMPORTANTE:** fissare i rinforzi in carbonio da 50 mm in entrambe le sedi, tra la dima di laminazione e il giunto, e fissare il giunto.

Dopo la laminazione, la dima deve essere rimossa svitando i bulloni con una chiave esagonale da 4mm

- Garanzia limitata: 2 anni**

Valutato per impieghi normali a 166 kg/366 lbs.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO 10328 - P7 - 166 kg *)</b> <p></p>                                                                                                                                                                |
| <p>*) Il limite di massa corporea non deve essere superato!</p> <p> Per le condizioni e le limitazioni di uso specifiche consultare le istruzioni scritte fornite dal produttore per l'uso previsto.</p> |

Un dispositivo resistente all'acqua consente l'uso in un ambiente bagnato e/o umido nonch  la sommersione temporanea (< 30 min.) in acqua dolce fino a 1 m. L'esposizione all'acqua dolce in queste circostanze non avr  alcun effetto dannoso. Asciugare bene dopo il contatto con l'acqua dolce. Acqua dolce: comprende l'acqua del rubinetto. Esclude l'acqua salata o addizionata di cloro.

## DANSK

- Materiale: Titanium
- Maximal v gt: 166kg
- V gt : 112g

|                  | Drejningsmoment | Loctite |
|------------------|-----------------|---------|
| Monteringsskruer | 10 Nm           | 243     |

Brug den anbefalede loctite, og anvend klassificeret moment to gange for at opn  sikker fastsp nding. Kan anvendes til Transtbital- og Transfemoral-hylstre.

### INSTRUKTION TIL IS TNING AF LAMINEREDE HYLSTRE

Hylsteret skal laminerer i to lag. 4-huls hylsteradapteren skal fastg res p  det inderste lag med kit. Alle overflader skal g res ru, f r den anden laminering.

- Isoler gipsbandagen med en PVA-pose.
- P f r passende lay up materiale til den f rste lamniering.
- P f r den ydre PVA-pose og laminer.
- Fjern PVA-posen, n r lamineringen er st rknet, og g r overfladen p  ydersiden af lamineringen ru.
- Fastg r 4-huls hylsteradapteren med kit i passende referencelinie og rotation.
- S t lamineringsh tten i den rigtige position p  adapteren, og

fastg r den med en 4mm sekskantn gle.

- F rsegl kittet og lamineringsh tten med forseglingsmasse.
- P f r lay up materiale og kombinationer af materiale, som passer til den individuelle v gt og belastning/aktivitetesniveau.

**VICTIGT:** Bind 50 mm karbon forst rkninger p  begge riller mellem laminering, h tte og adapter og rillen i adapteren.

Lamineringsh tten skal fjernes efter lamineringen ved at skrue de fire bolte af med en 4 mm sekskantn gle.

- 2  rs garanti.**

Dimensioneret til 166 kg. Til normal brug.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISO 10328 - P7 - 166 kg *)</b> <p></p>                                                                                                                                   |
| <p>*) Kropsv gtgr nse m  ikke overstiges!</p> <p> Se fabrikantens skriftlige instruktioner om p t nkt anvendelse for specifikke betingelser og begr n sninger for brug!</p> |

En vandt et enhed tillader brug i et v dt og/eller fugtigt milj  og midlertidig (<30 min.) neddykning p  op til 1 meter i ferskvand. Uds ttelse for ferskvand under disse omst ndigheder har ingen skadelig virkning. T r grundigt efter kontakt med ferskvand. Ferskvand: Omfatter ogs  postevand. Eksklusiv salt- og klorvand.

## SVENSKA

- Material: Titanium
- Max. kroppsvikt: 166kg
- Vikt: 112g

|             | Moment | Loctite |
|-------------|--------|---------|
| F stskruvar | 10 Nm  | 243     |

F r s ker f stning anv nd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet tv  g nger. Avsedd f r laminerade underbens- och l rbenshylsor.

### ANVISNINGAR F R INGJUTNING I LAMINERADE HYLSOR.

Hylsan m ste laminerar i tv  lager. Hylsadaptern skall f stas vid det inre lagret med spackel. Alla ytor skall ruggas upp f re den andra lamineringen.

- Isolera gipspositivet med PVA-folie.
- L gg p  r tt armering f r den f rsta lamineringen.
- Dra p  den ytre PVA:n och laminera.
- Avl gsna PVA:n n r lamineringen h rdat och rugga upp laminatets utsida.
- F st hylsadaptern med spackel p  modellen i r tt riktning och rotation.
- Placera lamineringsdummin p  adaptern och dra fast den med en 4mm insexnyckel.
- F rsegla spacklet och lamineringsdummin med siegelharts.
- Anpassa armeringen och kombinationer av armering till individens vikt och aktivitetsniv .

**VIKTIGT:** Bind fast 50mm kolf berf rst rkning i sk ran mellan adaptern och lamineringsdummin och i sk ran p  hylsadaptern.

Avl gsna lamineringsdummin efter laminering genom att skruva loss skruvarna med en 4mm insexnyckel.

- 2  rs garanti.**

Godk nd f r upp till 166 kg, f r normal anv ndning.

ISO 10328 - P7 - 166 kg \*)



\*) Maximal kroppsmassa får inte överskridas!  
För särskilda villkor och begränsningar för användningen, se tillverkarens skriftliga instruktioner!

Ett vattentät enhet som kan användas i våta och/eller fuktiga miljöer, samt tillfälll nedsänkning i sötvatten (ner till 1 m djup i högst 30 min). Exponering för färskvatten under dessa omständigheter bör inte ha någon skadlig effekt på enheten. Torka noggrant av produkten efter kontakt med sötvatten. Sötvatten: Inkluderar kranvatten. Exkluderar salt och klorerat vatten.

## NEDERLANDS

- Materiaal: Titaan
- Gewichtslimiet: 166kg
- Gewicht: 112g

|                   | Aandraaien tot | Loctite |
|-------------------|----------------|---------|
| Montage schroeven | 10 Nm          | 243     |

Gebruik voor het goed vastzetten de aanbevolen loctite en pas de vastgestelde torque twee keer toe.  
Kan gebruikt worden voor transtibiale en transfemorale gelamineerde kokers.

### INSTRUCTIES VOOR INTEGRATIE IN GELAMINEERDE KOKERS.

De koker moeten in twee lagen gelamineerd worden. De 4-gats koker adapter moet aan de binnenste laag bevestigd worden met klei. Alle oppervlakken moeten vóór de tweede laminatie ruw gemaakt worden.

- Isoleer de vorm met een PVA zak
- Gebruik een toepasselijk lay-up materiaal voor de eerste laminatie
- Doe de buitenste PVA zak er omheen en lamineer
- Verwijder als het droog is de PVA zak en maak het buitenste oppervlak van de laminatie ruw.
- Bevestig de 4-gats koker adapter met klei, in correcte uitlijning en rotatie.
- Plaats de laminatie kap op de adapter en maak hem vast met een 4mm inbussleutel.
- Verzegel de klei en de laminatie kap met verzegelende hars
- Doe het lay-up materiaal erover met combinaties van materiaal die passen bij het individuele gewicht en het niveau van impact/activiteit

**BELANGRIJK:** Bind 50mm koolstof versterkingen in beide groeven, tussen de lamineringskap en de adapter, en leg de adapter erin.

De laminatie kap moet na de laminatie verwijderd worden, door de centrale bout los te schroeven met een 4mm inbussleutel.

- 2 jaar beperkte garantie**

Belastbaar tot 166 kg/366 lb., voor normaal gebruik.

ISO 10328 - P7 - 166 kg \*)



\*) Lichaamsmassalimiet niet overschrijden!  
Voor specifieke voorwaarden en beperkingen, lees de schriftelijke instructies van de fabrikant aangaande het aanbevolen gebruik!

Een waterbestendig apparaat staat gebruik toe in een natte en / of vochtige omgeving en tijdelijke (<30 min.) onderdompeling tot 1 m in zoetwater. Blootstelling aan zoetwater onder deze omstandigheden zal geen schadelijke gevolgen hebben. Goed afdrogen na contact met zoetwater. Zoetwater: Inclusief leidingwater. Exclusief zout en chloorwater.

## PORTUGUÊS

- Material: Titânio
- Limite de Peso: 166kg
- Peso: 112g

|                       | Torque | Loctite |
|-----------------------|--------|---------|
| Parafusos de Montagem | 10 Nm  | 243     |

Pode ser usado em encaixes laminados Transtibiais e Transfemurais.

### INSTRUÇÕES PARA INTEGRAÇÃO EM ENCAIXES LAMINADOS.

A laminação do encaixe deve ser efectuada com duas camadas. O Adaptador de Encaixe de 4 Orifícios deve ser fixo à camada interior com massa. Todas as superfícies devem ser aparadas antes da segunda laminação.

- Isole o molde com o saco de PVA
- Aplique o material de revestimento adequado para a primeira laminação
- Aplique o saco exterior de PVA e proceda à laminação
- Depois de seco, retire o saco de PVA e apare a superfície de laminação exterior.
- Fixe o adaptador de encaixe de 4 Orifícios com massa, assegurando um alinhamento e rotação correctos.
- Coloque a Cobertura de Laminagem sobre o Adaptador e fixe, com uma chave Sextavada de 4mm
- Isole a massa e a Cobertura de Laminagem com resina vedante.
- Aplique o material e as combinações de material de revestimento adequados ao peso e impacto/nível de actividade do indivíduo

**IMPORTANTE:** Coloque os reforços de carbono em ambos os entalhes, entre a cobertura da laminação e o adaptador, e no entalhe do adaptador

A Cobertura de Laminagem deve ser retirada depois de concluída a laminação. Para tal, desaparafuse os parafusos com uma chave Sextavada de 4mm.

- Garantia limitada de 2 anos**

Classificado para 166 kg/366 lbs, para utilização normal.

ISO 10328 - P7 - 166 kg \*)



\*) O índice de massa corporal não pode ser ultrapassado.  
Para condições e limitações de uso específicas consulte o manual do fabricante sobre o uso pretendido.

Um dispositivo à prova de água permite o uso num ambiente molhado e/ou húmido e a submersão temporária (<30 min.) em até 1m de água limpa. A exposição à água fresca, nestas circunstâncias, não terá qualquer efeito nocivo. Seque cuidadosamente após contato com água limpa. Água limpa: inclui água da torneira Exclui sal e água clorada.

### 日本語

- 材質：アルミニウム
- 使用者の体重制限：166kg
- 体重：112g

|      | 締め付けトルク値 | ロックタイト |
|------|----------|--------|
| 取付ネジ | 10 Nm    | 243    |

安全に取り付けるためには、推奨されるロックタイトを使用して、トルクを 2 度適用してください。

下腿及び大腿ソケットに使用可能です。

樹脂注型ソケットへの取付方法ソケットの樹脂注型は必ず 2 層にして下さい。ソケットアダプタはパテで内層に取り付けます。2 層目（**外層**）の樹脂注型の前には必ず、表面すべてを粗くして下さい。

- 陽性モデルに PVA バッグをかぶせます。
- ペルロン製ストッキネットを 2 層かぶせます。
- 最初の樹脂注型に適切な積層材をかぶせます。
- 外層の PVA バッグをかぶせ、樹脂注型します。
- 硬化後、PVA バッグを取り外し、樹脂注型の外表面を粗くします。
- ソケットアダプタを、パテを用いて正確なライメント及び回旋位置で取り付けます。
- 樹脂注型キャップをソケットアダプタへかぶせ、4mm の六角キーで固定させます。
- 接着樹脂を用いて、パテ及び樹脂注型キャップを塞ぎます。

重要：4mm の六角キーでボルトを緩めながら、樹脂注型の間の両方の溝に 50mm のカーボン補強材を結び付けます。

樹脂注型キャップは注型後 4mm の六角キーを使用し中央のボルトを緩め、取り外します。

- 限定保証：日本総代理店の出荷日より 2 年**

通常使用時の定格は 166kg/366lbs です。

ISO 10328 - P7 - 166 kg \*)



\*) 体重制限を超過しないでください。  
特定の使用条件及び使用制限については、使用目的に関する指示をご参照ください。

防水機能が備わった装具は、濡れた場所や湿気の多い場所でご使用いただけるほか、水深 1m までの淡水に一時的 (<30 分) に浸すことができます。 こうした環境下で淡水に濡れても悪影響はありません。 ただし、後で完全に乾かしてください。 淡水:水道水を含みます。 塩水や塩素処理水は含まれません。

**EN –** **Important:** Ossur products and components are designed and tested according to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only when Ossur products are used with other recommended Ossur components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

**DE – Hinweis:** Ossur-Produkte- und Bauteile werden nach ihrer Entwicklung nach anwendbaren offiziellen Normen, oder bei Nichtvorliegen offizieller Normen, nach betriebsinternen Normen geprüft. Die Kompatibilität mit bzw. die Einhaltung dieser Normen ist nur möglich, wenn die Ossur-Produkte mit anderen empfohlenen Ossur-Komponenten verwendet werden. Sollte in einem strukturellen Teil der Vorrichtung irgendeine ungewohnte Bewegung oder Produktverschleiß auftreten, ist der Patient darauf hinzuweisen, die Benutzung der Vorrichtung auf der Stelle einzustellen und seinen Arzt oder Orthopädietechniker zu konsultieren. Dieses Produkt wurde für den Einsatz an ein und demselben Patienten entwickelt und geprüft. Die Vorrichtung darf NICHT an anderen Patienten eingesetzt werden. Sollten beim Tragen dieser Vorrichtung irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie auf der Stelle den Arzt.

**FR – Attention:** Les produits et composants Ossur sont conçus et testés selon les normes officielles standards ou selon une norme interne définie dans le cas où aucune norme officielle ne s'applique. La compatibilité et le respect de ces normes ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Ossur sont utilisés avec d'autres composants recommandés par Ossur. En cas de mouvement inhabituel ou d'usure de la partie structurelle d'un dispositif, le patient doit immédiatement arrêter de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention : Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

**ES – Atención:** Los productos y componentes de Ossur han sido diseñados y probados según la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo está garantizada si los productos y componentes de Ossur se utilizan junto con otros componentes recomendados o autorizados por Ossur. Es necesario notificar al paciente que, si en algún momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso y consultar con su especialista clínico. Este producto ha sido diseñado y probado para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de diversos pacientes. Si se produce algún problema derivado del uso este producto, póngase en contacto inmediatamente con su especialista clínico.

**IT – Avvertenze:** I prodotti ed i componenti Ossur sono stati progettati e collaudati conformemente agli standard ufficiali applicabili o a uno standard interno in mancanza di standard ufficiali applicabili. La compatibilità e la conformità a tali norme sono garantite solamente se i prodotti Ossur sono utilizzati in combinazione con altri componenti Ossur consigliati. Qualora una parte strutturale del dispositivo mostri segni di usura anche meccanica, informare l'utente di sospendere immediatamente l'uso della protesi e di consultare il proprio tecnico ortopedico. Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato da un singolo utente e se ne sconsiglia l'impiego da parte di più utenti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

**DA – Forsigtig:** Ossur produkter og -komponenter er udviklet og afprøvet i henhold til de gældende officielle standarder eller en brugerdefineret standard, hvis der ikke findes en gældende officiel standard. Kompatibilitet og overensstemmelse med disse standarder opnås kun, når Ossur produkter anvendes sammen med andre anbefalede Ossur komponenter. Hvis der når som helst konstateres en usædvanlig bevægelse eller slitage af produktet i en strukturel del af enheden, skal patienten instrueres til omgående at holde op med at anvende den pagældende protese og kontakte den behandlende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af en patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

**SV – Var försiktig!** Össur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats så att de uppfyller tillämpliga industristandarder eller lokala standarder där det inte finns officiella standarder. Kraven i dessa standarder uppfylls endast när Össur-produkter används med andra rekommenderade Össur-produkter. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta användningen av produkten och rådgöra med sin kliniska specialist om han/hon upptäcker en ovanlig rörelse eller slitage på någon av produktens konstruktionsdelar. Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

**NL – Opgelet:** Ossur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest naar toepasselijke, officiële maatstaven of naar onze eigen normen wanneer er geen officiële maatstaven beschikbaar zijn. Compatibiliteit en naleving van deze normen wordt alleen verkregen wanneer Ossur producten en onderdelen met andere aanbevolen Ossur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de patiënt abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en getest voor één gebruiker. Gebruik van dit product door meerdere patiënten wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

**PT – Atenção:** Os produtos e componentes da Össur são fabricados e testados de acordo com as normas oficiais aplicáveis ou normas internas definidas quando não seja aplicável nenhuma norma oficial. A compatibilidade e a conformidade com estas normas apenas são alcançadas se os produtos da Össur forem utilizados com

otros componentes recomendados por Össur. Se a qualquer momento for detectado algum movimento estranho ou desgaste na estrutura de um dispositivo, o paciente deve ser instruído a interromper de imediato o uso do dispositivo e consultar o seu especialista clínico. Este produto foi fabricado e testado com base na utilização por um único paciente e não deve ser utilizado em múltiplos pacientes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contato com o seu especialista clínico.

**日本語 注意：**オスール製品および部品は当該の公的基準または企業指定基準（公的基準が適用されない場合）に対応するよう設計され、検査されています。この規格の適合性及び準拠性は、オスール製品が他の推奨オスール部品と共に使用された場合にのみ有効です。装置の構造部品に異常な動作や摩耗がみられたときはいつでも、装置の使用を直ちに中止し、かかりつけの医師や臨床専門家に連絡するよう患者に指示してください。本品は患者1人のみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。本品の使用に伴って問題が発生したときは、直にかかりつけの医師や医療従事者に連絡してください。

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Össur Americas</b><br>27051 Towne Centre Drive<br>Foothill Ranch, CA 92610, USA<br>Tel: +1 (949) 382 3883<br>Tel: +1 800 233 6263<br>ossurusa@ossur.com | <b>Össur Canada</b><br>2150 – 6900 Graybar Road<br>Richmond, BC<br>V6W 0A5 , Canada<br>Tel: +1 604 241 8152                                                                                                                                      | <b>Össur APAC</b><br>2F, W16 B<br>No. 1801 Hongmei Road<br>200233, Shanghai, China<br>Tel: +86 21 6127 1707<br>asia@ossur.com                                                     |
| <b>Össur UK Ltd</b><br>Unit No 1, S:Park<br>Hamilton Road<br>Stockport SK1 2AE, UK<br>Tel: +44 (0) 8450 065 065<br>ossuruk@ossur.com                       | <b>Össur Nordic</b><br>Box 770<br>191 27 Sollentuna, Sweden<br>Tel: +46 1818 2200<br>info@ossur.com                                                                                                                                              | <b>Össur Australia</b><br>26 Ross Street,<br>North Parramatta<br>NSW 2151 Australia<br>Tel: +61 2 88382800<br>infosydney@ossur.com                                                |
| <b>Össur Europe BV</b><br>De Schakel 70<br>5651 GH Eindhoven<br>The Netherlands<br>Tel: +800 3539 3668<br>Tel: +31 499 462840<br>info-europe@ossur.com     | <b>Össur Iberia S.L.U</b><br>Calle Caléndula, 93 -<br>Miniparc III<br>Edificio E, Despacho M18<br>28109 El Soto de la Moraleja,<br>Alcobendas<br>Madrid – España<br>Tel: 00 800 3539 3668<br>orders.spain@ossur.com<br>orders.portugal@ossur.com | <b>Össur South Africa</b><br>Unit 4 & 5<br>3 on London<br>Brackengate Business Park<br>Brackenfell<br>7560 Cape Town<br>South Africa<br>Tel: +27 0860 888 123<br>infosa@ossur.com |
| <b>Össur Deutschland GmbH</b><br>Augustinusstrasse 11A<br>50226 Frechen<br>Deutschland<br>Tel: +49 (0) 2234 6039 102<br>info-deutschland@ossur.com         | <b>Össur Europe BV – Italy</b><br>Via Baroldi, 29<br>40054 Budrio, Italy<br>Tel: +39 05169 20852<br>orders.italy@ossur.com                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |

**Össur hf.**  
Grjótháls 1-5  
110 Reykjavík  
Iceland



www.ossur.com

© Copyright Össur 2019

IFU 0098

1151\_001

Rev. 6

**ÖSSUR**®  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Instructions for Use

# 4-HOLE SOCKET ADAPTER

Product Number: A-125100