

ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Navii[®]

Відкрийте для себе нові горизонти



Зустрічайте Navii®

Новий етап у розвитку мікропроцесорних
колінних технологій



Привід нового покоління

Потужна стабільність, легке розгойдування



Миттєвий контроль стійкості

Підтримка користувачів усіх функціональних
рівнів



Водонепроникність у будь-яких умовах

Navii відповідає стандарту IP68 + більше



Функції для високої активності

Плавний перехід від ходьби до бігу, їзди на
велосипеді та підйому по сходах



Ручне блокування змінного положення

Перше у своєму роді



Знімний захисний чохол

Розроблений з урахуванням форми та
функціональності



Össur Logic

Тренувальні вправи та розширені
налаштування



Надійний партнер

З самого першого дня Navii було створено для того, щоб зробити життя без обмежень можливим. Ми розробили пристрій, який може рухатися в будь-якому середовищі та розширює межі можливостей для ваших пацієнтів.

Створений для навантажень
Міцні тензодатчики та привід

Новий рівень водонепроникності
Корозійна стійкість, легке дренування та очищення

Акумулятор з високою ємністю та довговічністю
До 72 годин безперервної автономної роботи від акумулятора – час роботи від акумулятора можна подовжити, вимикаючи пристрій, коли він не використовується.

Navii відповідає стандарту IP68 + більше

6

Захист від проникнення твердих частинок: **пилонепроникний**

8

Захист від проникнення води: **безперервне занурення**




Navii захищений у будь-якому середовищі: **солоній воді, хлорі, піску та бруді**. Просто промийте!



Свобода впевнено рухатися

Navii вселяє впевненість з кожним кроком. Його революційний привід і алгоритми ходи сприяють стабільності положення, плавним переходам і неперевершеній свободі рухів.



Стабільність у положенні стоячи

Високий базовий крутний момент забезпечує підвищену стійкість для підтримки користувача

Відновлення після спотикання

У разі спотикання Navii дозволяє користувачам відновитися, забезпечуючи сильний миттєвий опір.

Покращене опускання

Новий контроль пружності дозволяє легше розпочинати згинання та забезпечує стабільний опір при великих кутах згинання.



Початок ходьби

Послідовний перший крок має вирішальне значення для безпеки користувача. Navii починає ходьбу легше, ніж інші МРК1-3.

Легкий крок

Фаза кроку з низьким тертям і зниженими метаболічними витратами при ходьбі


Максимум свободи у повсякденному житті



Від ходьби до бігу



Автоматичне виявлення велосипедного руху



Природний підйом по сходах з почерговим перенесенням ніг



Механічне блокування з можливістю регулювання

Підвищуйте ефективність разом із Össur Logic

З Össur Logic у вас під рукою — ви бачите прогрес у реальному часі на будь-якому пристрої з iOS. Від простого налаштування до розширеної конфігурації — протезист може адаптувати параметри Navii відповідно до змінних потреб кожного користувача.

Вправи з біозворотним зв'язком

Надайте протезистам, фізіотерапевтам і пацієнтам інструмент, який сприяє постійному вдосконаленню.

Просте налаштування

Navii за лічені секунди вивчає ходу вашого пацієнта.

Розширені звіти про активність

Допомагають відстежувати прогрес і сприяють відшкодуванню витрат.

Покращений контроль стабільності

Додаткові функції для підтримки пацієнтів K2 і реабілітації.



Знімні захисні чохли для пацієнтів

Захисні чохли Navii, натхненні пейзажами Ісландії, поєднують естетику та функціональність.

Анатомічна форма та якісне оздоблення забезпечують природний вигляд і відчуття

Забезпечує комфорт і стабільність під час стояння на колінах

Доступний у трьох варіантах довжини



Онікс чорний | Луна сірий | Хвиля синій | Мосі зелений | Адоб червоний



Середній | Довгий

Покращуйте досвід використання Navii за допомогою технології Össur Foot

Поєднання Navii з індивідуальним рішенням Össur Leg Solution пропонує унікальні переваги для широкого кола користувачів.




«Navii з Proprio Foot забезпечує мені безпеку, стабільність і адаптивність на нерівній місцевості. Я можу ходити куди завгодно, більше не потрібно планувати маршрути або змінювати їх.

Кріс Олів'є
Кейптаун, Південна
Африка

«Navii дозволяє мені йти куди завгодно і робити що завгодно, не задумуючись. А з Pro-Flex Terra відчуття таке, ніби в мене знову є гомілковостопний суглоб».

Ноель Ламберт,
Манчестер, Нью-
Гемпшир



„«Незалежно від ситуації й від того, де я знаходжусь, Navii розпізнає, що відбувається, і не дає мені спіткнутися чи впасти. Після 62 років з ампутацією моя нога раптом почала дбати про мене».

Гіл Монкріф
Кер д'Ален, Айдахо



Navii з Balance Foot® S — стабільне, комфортне та легке рішення, яке оптимізує динаміку ходи для користувачів рівня K2.



Navii з Proprio Foot®
Синхронна робота колінного та гомілковостопного суглобів забезпечує підвищену безпеку^{4 5} та покращену симетрію ходи на різній місцевості⁶⁻⁸.



Navii з Pro-Flex® Terra
Флагманське рішення Össur для трансфеморальних пацієнтів рівня K3/K4, які ведуть активний спосіб життя та прагнуть максимальної динаміки.

Рівень активності

1. Комплекти Össur Leg включають другий чохол на вибір пацієнта безкоштовно.
2. Комплекти Össur Leg з Proprio Foot включають подвійний зарядний пристрій для одночасної зарядки.
3. Navii також рекомендується для всіх стоп сімейства Pro-Flex.

К-Рівень

K1	K2	K3	K4
Рівень впливу			
	Низький		
	Середній		
	Високий		



Інформація

Рівень ампутації	Трансфеморальна ампутація, ампутація коліна, ампутація стегна	
Остеоінтеграція	Так	
Двосторонній	Так	
Рівень впливу	Низький до середнього	Високий
Максимальна вага пацієнта	136 кг	110 кг

